


COVID-19

produits essentiels



Polypropylène non tissé (à 3 épaisseurs - 25, 25, 20)

Bleu

95% d'Efficacité pour la Filtration des Bactéries (BFE)

95% BFE (Efficacité de Filtration Bactérienne) à 2,9 microns pour la protection contre les particules en suspension dans l'air.

Faible résistance respiratoire.

Les courroies d'oreilles sont soudées par des ultrasons (sans agrafes).

Sans fibre de verre, ni de latex.

S'adapte à tous les contours de visage.

Beauté / Esthétique, Manipulation des aliments, Laboratoire, Manipulation des salles aseptisées, Cliniques dentaires, Rénovations à domicile, Gestion des déchets

50 / boîte, 40 boîtes / caisse = 2000 quantité totale

Bien que des précautions raisonnables aient été prises dans la préparation de ce document, aucune garantie n'est prévue.

Aussi, aucune responsabilité n'est prise à notre charge.

Les informations sont fournies uniquement à titre indicatif pour l'utilisation et l'entretien de ce produit.

Il appartient aux utilisateurs finaux de faire leur propre conclusion du produit, et également pour leurs propres fins prévues.

Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et bien aéré à l'abri de la poussière, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur excessive supérieure à 100°F (37° C).

